

STORZ MEDICAL 집중형 체외충격파치료시스템

DUOLITH® SD1 T-TOP »ultra«

- 집중형 충격파와 단독 사용이 가능한 체외충격파 focus type 치료기
- 핸드피스내 자체버튼으로 강도조절 가능(사용자의 편의증대)
- 저렴한 소모품비용과 합리적인 장비가격
- 심플해진 디자인



red dot



형명 DUOLITH SD1 T-TOP ULTRA / 수허 26-18

DUOLITH® SD1 T-TOP »ultra«

Focused system

General data

- Dimensions without touch screen (W x H x D):
410mm x 178mm x 466mm
- Weight: 25 kg
- 10.1" touch screen (optional)

Focused shock wave

- Standard energy range: 0.01 – 0.55 mJ/mm²

에너지 침투 깊이(Focus penetration depth)

- Stand off 없이 사용 시



Focal zone
35 – 65 mm
Therapeutic
effectiveness
0 – 125 mm

- Stand-off I (short) 장착 시



Focal zone
15 – 45 mm
Therapeutic
effectiveness
0 – 105 mm

- Stand off II (long) 장착 시



Focal zone
0 – 30 mm
Therapeutic
effectiveness
0 – 90 mm



✓ 터치 스크린 모니터 (10.1인치)

✓ 핸드피스내 자체버튼으로 강도조절 가능

저렴해진 소모품 비용 ✓

✓ 다양한 적응증

DUOLITH® SD1 T-TOP »ultra« 가 적용되는 다양한 치료 영역

환자가 원하는 것은 '즉각적인 결과'입니다. DUOLITH® SD1 T-TOP »ultra«는 빠르고 확실한 효과로 환자의 높은 기대치를 완벽하게 충족시키는 최적의 솔루션을 제시합니다.

- Focal zone depth: 0 – 65 mm
- Therapeutic effectiveness: up to 125 mm penetration depth



아킬레스건염



족저근막염



슬개건염



내외측상과염



경골스트레스 증후군



석회화건염



종아리근육통



허리통증

상담 문의: 02)400-8670

수입사



(주)유아이씨 커머셜펌
UIC Commercial Firm Inc.

Tel_ 02)400-8670
Fax_ 02)6280-8674
website_ www.uicin.com